

Biophtal



Solution pour le nettoyage des yeux et des paupières des chiens et des chats

Composition qualitative et quantitative

Sodium : 0,150 g
Borique acide : 1,000 g
Benzalkonium : 0,007 g
Sérum salé isotonique parfumé à pH 7,3 q.s.p. 100 ml

Présentation

Flacon à canule contenant 125 ml de solution.
N°ACL : 3401565279783

Propriétés

La solution BIOPHTAL possède des propriétés nettoyantes et détergentes, sans être irritante pour l'œil et les paupières.

Utilisation

- Irrigations : elles sont utilisées pour entraîner la poussière, les grains de pollen ou les petites graines déposées sur l'œil et pour rincer rapidement un produit irritant sur le globe oculaire ou sur les paupières.
- Compresses : lorsque l'œil est encombré par des larmoiements desséchés, éliminer délicatement ces dépôts avec une compresse imprégnée de BIOPHTAL.

Mode d'emploi

- Pour effectuer une irrigation, il suffit de faire couler la solution BIOPHTAL à la surface de l'œil en pressant doucement le corps du flacon.
- Pour réaliser une compresse, on maintient sur l'œil une compresse de gaze bien imbibée de BIOPHTAL. Après quelques minutes, les sécrétions sont ramollies et s'enlèvent facilement.

Précautions d'emploi

BIOPHTAL permet de nettoyer œil et paupière sans irriter ni infecter.

- Pratiquer toujours avec légèreté, sans frotter.
- Ne pas employer de tampons de coton ou de tissu qui risquent de déposer des fibres irritantes dans l'œil.

En présence d'une inflammation grave et aiguë, il convient de consulter un vétérinaire.

Traitement

En soins réguliers, utilisez BIOPHTAL qui permet de nettoyer œil et paupière sans irriter.

URGENCE VETERINAIRE

Si l'animal a mal à l'œil, garde l'œil fermé ou présente une baisse de l'acuité visuelle, consultez rapidement votre vétérinaire.